

 CRISTALENS

ARTIS[®] TÓRICA

LENTE HIDROFÓBICA

PRECARGADA



- Monofocal
- Tórica

Referencia: ARTIS[®] T PL E



MADE IN FRANCE

CE 0459

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de lente	Para implante en el saco capsular
Diámetro óptico	6.00 mm (de +10.0D a +25.0D) 5.80 mm (de +25.5D a +35.0D)
Diámetro total	10.79 mm (de +10.0D a +25.0D) 10.50 mm (de +25.5D a +35.0D)
Diseño	Monobloque con bordes cuadrados en 360°
Diseño óptico	Monofocal Asférico con aberración esférica negativa para corregir parcialmente la aberración esférica corneal Toricidad y marcas en la cara posterior, biconvexa
Angulación	5°
Material	Hidrofóbico CBK 1.8 de Cristalens
Rango dióptrico (equivalente esférico)	De +10.0D a +35.0D con incrementos de 0.5D
Rango cilíndrico	+0.75D / +1.50D / +2.25D / +3.00D +3.75D / +4.50D / +5.25D / +6.00D
Constante A estimada (SRK-T)	119.3 Biometría ultrasonidos 119.7 Biometría óptica
Profundidad sugerida de cámara anterior (ACD – anterior chamber depth)	5.77 mm Biometría ultrasonidos 6.03 mm Biometría óptica
Índice de refracción	1.54
Esterilización	Óxido de etileno
Sistema de inyección	Sistema precargado
Tamaño de incisión recomendado	2.0 mm



Calculador de LIO tórica disponible en nuestra web www.cristalens.es

 **CRISTALENS** www.cristalens.es

CRISTALENS SL

C. Roger de Llúria, 44, 7-4
08009 Barcelona – ESPAÑA
Tel +34 931 299 885 - Fax +34 933 969 168



CRISTALENS INDUSTRIE

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87

